



## **DSP 09 01 Naročanje laboratorijskih preiskav**

### **P-6 NAVODILO ZA ZBIRANJE 24- URNEGA URINA**

1. Pred odvzemom preiskovanec dobi v laboratoriju zbiralno posodo in natančna pisna navodila o zbiranju 24-urnega urina.
2. Prvi dan ob določeni jutranji začetni uri bolnik izprazni mehur v stranišče. Ves dan zbira nadaljnjih 24 ur v označeno zbirno posodo.
3. Drugi dan ob isti določeni jutranji uri preiskovanec izprazni mehur v zbiralnik. Med zbiranjem se posoda hrani v hladilniku.
4. Nato se urin čim hitreje dostavi v dobro zaprtem zbiralniku v laboratorij, kjer se natančno izmeri ter dokumentira celokupna izločena količina urina.
5. Za natančen izračun očistka kreatinina potrebujemo podatke telesne teže in višine za oceno telesne površine. Vljudno prosimo, da posredujete te podatke v pisni obliki pri oddaji zbranega 24- urnega urina v laboratorij.